

Surfaces anti-glissement

LA SOMME DES DÉTAILS FAIT LA DIFFÉRENCE



FAUTEUILS
MÉDICALISÉS



ACCESSOIRES

La solution pour une bonne posture

Adaptées, fonctionnelles et durables

Extrêmement résistantes, hydrofuges et faciles à nettoyer : les surfaces anti-glissement permettent de positionner une personne dans un fauteuil ou au lit et de la maintenir en place. Les bandes de tissus qui les composent sont faites de fibres orientées. Lorsqu'elles sont placées l'une sur l'autre, elles favorisent le glissement dans un sens, mais sont un frein efficace dans l'autre. Nos surfaces contribuent au bon positionnement des usagers, ainsi qu'à la réduction des risques de blessures pour les intervenants.



07-1050



07-2060



07-3050



07-2050



07-3060



07-4050

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | 07-1050 | 07-2050 | 07-2060 | 07-3050 | 07-3060 | 07-4050 |
|----------|-----------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|
| Type | Manchon | Manchon | Portefeuille avec poignées | Manchon avec poignées latérales (pour bariatriques) | Portefeuille avec poignées | Manchon pour lit avec poignées latérales |
| Largeur | 13 1/2" (34 cm) | 17" (43 cm) | 17" (43 cm) | 21" (53 cm) | 21" (53 cm) | 32" (81 cm) |
| Longueur | 17 1/2" (44 cm) | 17 1/2" (44 cm) | 52" (132 cm) | 21" (53 cm) | 52" (132 cm) | 40" (102 cm) |

Veuillez noter que les caractéristiques techniques sont sujettes à changement sans préavis.

Visitez notre site Web ou contactez-nous pour plus de détails sur notre gamme de produits.



lpamedical.com

2527, avenue Dalton, Québec (Qc) G1P 3S6
T 418 681-1313 1 800 663-4863 F 418 681-4488