

fauteuils de mobilité

Dyn-Ergo

et **Évolution** série S



LA SOMME DES DÉTAILS FAIT LA DIFFÉRENCE

FAUTEUILS
MÉDICALISÉS



DYN-ERGO S-150

Montré avec roues 13" (SA-30)
et vinyle Silvertex Turquoise
en option



ÉVOLUTION S-250

Montré en vinyle Naugasoft Cacao de série,
appui-pieds amovibles (SA-15), appui-cervical (RB-18)
et supports thoraciques (SA-20) en option

SUPPORT À L'AUTONOMIE

Dyn-Ergo et Évolution

fauteuils de mobilité

ajustements de série

Vinyle Silvertex en option contenant du nitrate d'argent*
Disponible en de multiples coloris, ce dernier sera un atout
de taille dans la lutte contre les infections

* Le nitrate d'argent est un agent reconnu pour ses vertus antibactériennes

Coussin d'assise PRÉ-CURE® composé de mousse à haute
résilience et mousse visco gel à mémoire de forme
De série, ce coussin contribue
à la prévention des escarres

Angle de dossier
(95° à 115°)

Hauteur des appui-bras
3 positions possibles
(8", 8¾" et 9½"
/ 20, 22 et 24 cm)

Profondeur d'assise
(13¾" à 18" / 35 à 46 cm)

Hauteur d'assise
S-150: 13¾" à 18¾" / 34 à 47 cm
S-250: 16" à 21" / 41 à 53 cm

Paire de roues de 20" en position
centrale pour une mobilité instinctive
(modèle S-250)

La bascule par vérin au gaz
combinée à une inclinaison
maximale de 34° et les
8 positions d'ancrage du vérin
permettent de s'adapter aux
besoins de l'utilisateur



Nos fauteuils de mobilité...

- + répondent aux besoins de mobilité, de positionnement et sont une alternative avantageuse au fauteuil roulant et/ou fauteuil de chambre.
- + assurent une meilleure liberté de mouvement aux patients à risque de chutes et contribuent à réduire l'agitation pour ceux qui ont des troubles cognitifs.
- + favorisent le maintien de l'autonomie et simplifient la réassignation par leurs multiples ajustements et accessoires.
- + facilitent l'acceptation sociale de par leur apparence conviviale et leur confort.



OPTIONS ET ACCESSOIRES

ITEM	DESCRIPTION	Dyn-Ergo	Évolution
SA-10	Ensemble d'appui-pieds amovibles et escamotables	0	—
SA-15	Ensemble d'appui-pieds amovibles et escamotables	—	0
SA-20	Supports thoraciques structuraux	0	0
SA-30	Roues arrière de 13" [33 cm] avec freins	0	—
SA-40	Table d'activités opaque	0	0
SA-40-2	Table d'activité avec fenêtre en Lexan	0	0
SA-50	Appui cervical	0	0
SA-60	Coussin PRÉ-CURE® PRO permettant l'insertion de solutions préventives ou curatives des escarres	0	0
SA-70	Talonnères pour appui-pieds	0	0
SA-75	Tige à soluté	0	0
SA-80	Profondeur d'assise 15 1/2" à 20 3/4" [39 à 53 cm]	0	0
SA-90	Ensemble pour ajustement de la hauteur d'assise de 16 1/2" à 21 1/2" [42 à 55 cm]. Incompatible avec l'option SA-30	0	0
SA-120	Appui-pied pleine largeur (nécessite l'option SA-10 ou SA-15)	0	0
SA-130	Appui-Jambe élévateur ajustable (vendu individuellement ou en paire)	0	0
SA-215	Dossier à tension ajustable	0	0
RA-03	Sangles de retenue de table latérales	0	0
RA-03A	Sangle de table englobante	0	0
RA-19	Butée d'abduction sur toile universelle	0	0
RA-23	Appuis latéraux 4" [10 cm] avec toile universelle	0	0
RA-24	Appuis latéraux 6" [15 cm] avec toile universelle	0	0
AB-08-H	Appui-tête profilé	0	0
AE-02	Support universel pour sac à drainage	0	0

+ : De série 0 : Option — : Non disponible

Recouvrement de base en vinyle, tissu Crypton et vinyle Silvertex disponibles en option. Rencontre les normes de feu CA TB117-2013.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Dyn-Ergo (S-150)					Évolution (S-250)				
	16	18	20	22	24	16	18	20	22	24
Longueur maximale	58" / 147 cm					57" / 145 cm				
Longueur minimale	31" / 79 cm					32" / 81 cm				
Largeur hors tout	23" / 58 cm	25 1/2" / 65 cm	27" / 69 cm	29" / 74 cm	30 1/2" / 77 cm	25 1/2" / 65 cm	28" / 71 cm	29 1/2" / 75 cm	31 1/2" / 80 cm	33" / 84 cm
Largeur hors tout avec option SA-30	27" / 69 cm	29 1/2" / 75 cm	31" / 79 cm	33" / 84 cm	34 1/2" / 88 cm	—	—	—	—	—
Hauteur maximale	54" / 137 cm					54 1/2" / 138 cm				
Hauteur minimale	36 1/2" / 93 cm					38" / 97 cm				
Largeur d'assise	15 1/2" / 39 cm	18" / 46 cm	19 1/2" / 50 cm	21 1/2" / 55 cm	23" / 58 cm	15 1/2" / 39 cm	18" / 46 cm	19 1/2" / 50 cm	21 1/2" / 55 cm	23" / 58 cm
Profondeur d'assise	Ajustable de 13 3/4" à 18" [35 à 46 cm]									
Hauteur d'assise	Ajustable de 13 1/2" à 18 1/2" / 34 à 47 cm					Ajustable de 16" à 21" / 41 à 53 cm				
Hauteur des appui-bras	Ajustable de 8" à 9 1/2" / 20 à 24 cm					Ajustable de 6" à 9 3/4" / 15 à 25 cm				
Inclinaison du dossier	Ajustable de 95 à 115 degrés									
Bascule d'assise maximale	34 degrés					23 degrés				
Poids sans accessoires	46 lbs / 21 kg	49 lbs / 22 kg	52 lbs / 24 kg	62 lbs / 28 kg	65 lbs / 29 kg	70 lbs / 32 kg	73 lbs / 33 kg	76 lbs / 34 kg	86 lbs / 39 kg	89 lbs / 40 kg
Capacité maximale	250 lbs / 113 kg			400 lbs / 181 kg		250 lbs / 113 kg			400 lbs / 181 kg	

notre gamme complète

SUPPORT À L'AUTONOMIE

THERA-GLIDE®
BOIS



THERA-GLIDE®
MÉTAL



THERA-GLIDE®
TRANSITIONNEL



DYN-ERGO



NOMADE



VERSATILE



ÉVOLUTION



UTILITÉ



CONFORT ET POSITIONNEMENT

COMP-POSITION



HARMONIE



OPTIMUM



ACCESSOIRES

COUSSIN
PRÉ-CURE® PRO



SURFACES
ANTI-GLISSEMENT



Visitez notre site Web ou contactez-nous pour plus de détails sur notre gamme de produits.

lpa+

lpamedical.com

2527, avenue Dalton, Québec (Qc) G1P 3S6
T 418 681-1313 1 800 663-4863 F 418 681-4488