

fauteuils de chambre

Versatile et Nomade série Z



LA SOMME DES DÉTAILS FAIT LA DIFFÉRENCE

FAUTEUILS
MÉDICALISÉS



VERSATILE Z-25
Assise inclinable de série
Montré avec options
Z-C9 (panneaux latéraux)
et RB-18 (appui-cervical)



VERSATILE Z-15
Assise fixe

NOMADE Z-55
Montré avec appui-pieds en option
(option Z-C18)

SUPPORT À L'AUTONOMIE

Versatile et Nomade

fauteuils de chambre

ergonomique, confortable, esthétique et durable

Versatile



Vinyle Silververtex de série contenant du nitrate d'argent*. Disponible en plusieurs coloris, ce dernier sera un atout de taille pour lutter contre les infections

* Le nitrate d'argent est reconnu pour ses propriétés antibactériennes

Dossier à bandes élastiques amovibles permettant la répartition de la pression pour un confort optimal

Pattes ajustables en hauteur (de série)



Nomade




2 roues arrière directionnelles

Fauteuil de repos mobile entièrement équipé avec assise inclinable


2 roues avant pivotantes avec frein

Un fauteuil polyvalent et adaptable

Que ce soit en version stationnaire (Versatile) ou mobile (Nomade), tous les ajustements de série ou optionnels se font désormais facilement et sans l'aide d'outils. La peinture et les rembourrages contiennent du nitrate d'argent, un agent bactéricide reconnu. Son confort supérieur et son style contemporain en font un fauteuil qui s'intègre tant à domicile qu'en soins aigus ou prolongés. Ses multiples formats et options sont la solution pour contribuer à la réadaptation et au maintien de l'autonomie.



Z-C5



Z-C8



Z-C10



Z-C11



Z-C14



Z-C18



Z-C130R



RA-19



RA-24

OPTIONS ET ACCESSOIRES

ITEM	DESCRIPTION	Z-15 / Z-25 / Z-55					
		Z-15 toutes largeurs	Z-25 17	Z-25 20	Z-25 24	Z-25 28	Z-55
AE-02	Support universel pour sac à drainage	0	0	0	0	0	0
Z-C1A	Ajustement de la hauteur d'assise de 20 1/2" à 23 1/2" (52 à 60 cm)	0	0	0	0	0	—
Z-C2-A	Bascule de l'assise activée par cylindre au gaz	—	0	0	0	+	+
Z-C3-A	Ajustement de profondeur d'assise sans outil et inclinaison de dossier télescopique à 4 positions	—	+	0	+	+	+
Z-C4-A	Ajustement de profondeur d'assise sans outil et inclinaison de dossier activée par cylindre au gaz	—	0	0	0	0	+
Z-C5	Roulettes arrière pour déplacement du fauteuil sans occupant	0	0	0	0	+	—
Z-C6	Support de rangement latéral pour table d'activité	0	0	0	0	0	0
Z-C6A	Support de rangement arrière pour table d'activité	0	0	0	0	—	0
Z-C8	Coussin de siège adaptable PRÉ-CURE® PRO	0	0	0	0	0	0
Z-C9	Ensemble de panneaux latéraux intérieurs	0	0	0	0	0	+
Z-C10	Table d'appoint latérale	0	0	0	0	0	0
Z-C11	Patins à friction réduite	0	0	0	0	0	—
Z-C14	Table d'activité opaque	0	0	0	0	0	0
Z-C15	Table d'activité avec fenêtre en Lexan	0	0	0	0	0	0
Z-C18	Appui-pieds escamotables et amovibles	—	—	—	—	—	0
Z-C130L	Appui-jambe élévateur ajustable gauche	0	0	0	0	0	0
Z-C130R	Appui-jambe élévateur ajustable droit	0	0	0	0	0	0
RA-03	Sangles latérales de retenue de table	0	0	0	0	0	0
RA-03A	Sangle de retenue de table englobante	0	0	0	0	0	0
RA-19	Butée d'abduction sur toile universelle	0	0	0	0	0	0
RA-23	Appuis latéraux 4" (10 cm) avec toile universelle	0	0	0	0	0	0
RA-24	Appuis latéraux 6" (15 cm) avec toile universelle	0	0	0	0	0	0
RB-18	Appui cervical	0	0	0	0	0	0

+ : De série

0 : Option

— : Non disponible

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Z-15 / Z-25			Z-25-28	Z-55
	17	20	24		
Longueur hors tout	28" / 71 cm			28" / 71 cm	30 1/2" / 77 cm
Largeur hors tout	23 1/2" / 60 cm	27 1/2" / 70 cm	30 1/2" / 77 cm	33" / 84 cm	27 1/2" / 70 cm
Hauteur	41" à 44" 104 à 112 cm	44" à 47" / 112 à 119 cm		44" à 47" 112 à 119 cm	45" / 114 cm
Largeur d'assise	17" / 43 cm	21" / 53 cm	24" / 61 cm	27 1/2" / 70 cm	21" / 53 cm
Profondeur d'assise	17 1/2" / 45 cm (Z-C3-A inclus)	17 1/2" / 45 cm	17 1/2" / 45 cm (Z-C3-A inclus)	17 1/2" / 45 cm (Z-C3-A inclus)	17 1/2" / 45 cm
Profondeur d'assise Z-25/Z-55 (avec option Z-C3-A/Z-C4-A)	Ajustable de 15 3/4" à 19 1/4" / 40 à 49 cm			Ajustable de 15 1/2" à 19 1/4" / 40 à 49 cm	Ajustable de 15 3/4" à 19 1/4" / 40 à 49 cm
Hauteur siège / sol	Ajustable de 16 1/2" à 19 1/2" / 42 à 50 cm			Ajustable de 16 1/2" à 19 1/4" / 42 à 49 cm	17 1/2" / 44 cm
Poids sans accessoires (Z-15)	30 lbs / 14 kg	34 lbs / 15 kg	37 lbs / 17 kg	N/D	N/D
Poids sans accessoires (Z-25/Z-55)	32 lbs / 15 kg	36 lbs / 16 kg	41 lbs / 19 kg	85 lbs / 39 kg	41 lbs / 19 kg
Capacité maximale	300 lbs / 136 kg		450 lbs / 204 kg	750 lbs / 340 kg	250 lbs / 114 kg

Recouvrement de base en vinyle Silververtex, tissu Crypton disponible en option.
Rencontre les normes de feu CA-117-2013.

notre gamme complète

SUPPORT À L'AUTONOMIE



THERA-GLIDE®
BOIS



THERA-GLIDE®
MÉTAL



THERA-GLIDE®
TRANSITIONNEL



THERA-GLIDE®
OASIS



DYN-ERGO



ÉVOLUTION



NOMADE



VERSATILE



UTILITÉ

CONFORT ET POSITIONNEMENT



COMP-POSITION



HARMONIE



OPTIMUM

ACCESSOIRES



COUSSIN
PRÉ-CURE® PRO



SURFACES
ANTI-GLISSEMENT

Visitez notre site Web ou contactez-nous pour plus de détails sur notre gamme de produits.

lpa+

lpamedical.com

2527, avenue Dalton, Québec (Qc) G1P 3S6 CANADA
T 418 681-1313 1 800 663-4863 F 418 681-4488