

fauteuils multi-usage

# Utilité série U

LA SOMME DES DÉTAILS FAIT LA DIFFÉRENCE



FAUTEUILS  
MÉDICALISÉS



U - 120

Montré avec vinyle Silvertex Imperial,  
appuis-bras en polyéthylène (U-C5)  
et roulettes avant (U-C2) en option



SUPPORT À L'AUTONOMIE

Empilable et durable

# Adapté, fonctionnel et durable

En soins de longue durée, les fauteuils de ce type sont soumis à des utilisations intensives. En effet, ces derniers sont souvent déplacés avec le patient pour être rapprochés d'une table, d'un évier ou lors d'une activité. À ce titre, l'UTILITÉ est empilable et voué à de multiples usages. Que ce soit pour les aires communes, les salles à manger ou dans les chambres, il répondra sans aucun doute à tous vos besoins.



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	U-120	U-120-24	U-120-30
Profondeur hors tout	25 1/2" / 65 cm	25 1/2" / 65 cm	25 1/2" / 65 cm
Largeur hors tout	23 1/2" / 60 cm	26 1/4" / 67 cm	31" à 34" / 79 à 86 cm
Hauteur hors tout	31" à 34" / 79 à 86 cm	31" à 34" / 79 à 86 cm	29 1/2" / 75 cm
Largeur entre appuis-bras	19 1/4" / 49 cm	22 1/4" / 57 cm	29 1/2" / 75 cm
Profondeur d'assise	17 3/4" / 45 cm	17 3/4" / 45 cm	17 3/4" / 45 cm
Hauteur siège/sol	16" à 19" / 41 à 48 cm	16" à 19" / 41 à 48 cm	16" à 19" / 41 à 48 cm
Poids	25 lbs / 11,4 kg	31 lbs / 14 kg	N/D
Capacité maximale	350 lbs / 159 kg	450 lbs / 204 kg	650 lbs / 295 kg

Recouvrement de base en vinyle, tissus Crypton et vinyle Silvertex disponibles en option. Rencontre les normes de feu CA TB117-2013.