

fauteuil de repos

Harmonie

Série C

LA SOMME DES DÉTAILS FAIT LA DIFFÉRENCE



FAUTEUILS
MÉDICALISÉS



HARMONIE C-207

Montré en vinyle Silvertex Plata
en option



HARMONIE C-207

Montré en vinyle
Silvertex Sapphire
en option

CONFORT ET POSITIONNEMENT

Harmonie

fauteuil de repos



Vinyle Silvertex en option.
Disponible en de multiples coloris.

Ensemble de coussins amovibles en mousse
à haute résilience pour un nettoyage
facile et un confort supérieur

Trois roues pivotantes avec freins
et une roue directionnelle avant droite

ergonomique, esthétique et durable

Haut de dossier avec barre
de poussée (aide à la
bascule par l'intervenant)

Système de bascule de l'assise
permettant l'ouverture d'un
appui-jambes et l'inclinaison du
dossier par l'occupant



L'accord idéal entre le confort et la fonction

D'une très grande polyvalence et offrant un excellent rapport qualité-prix, le fauteuil Harmonie peut être utilisé pour les prélèvements, les traitements spécifiques, les soins généraux et l'assise prolongée. Il convient aux établissements de courte et de longue durée.



C-C 1



C-C 2



C-C 4




C-C6



C-C 8



C-C 9



C-C 10



C-C 11



RB-18

OPTIONS ET ACCESSOIRES

ITEM	DESCRIPTION
C-C1	Table latérale droite ou gauche
C-C2	Appui-coudes noirs ajustables en hauteur
C-C3	Tige à soluté avec support arrière
C-C3B	Support seul pour tige ronde 1/2"
C-C4	Coussin élévateur de pieds
C-C5	Ensemble de 4 roues pivotantes avec freins
C-C6	Paire d'appui-pieds escamotables et amovibles
C-C7	Paire de coussins protecteurs latéraux intérieurs d'assise
C-C8	Table d'activité avec fenêtre en polycarbonate (Lexan)
C-C8-2	Table d'activité avec fenêtre en Lexan
C-C9	Support de rangement latéral de table
C-C10	Coussin PRÉ-CURE® PRO permettant l'insertion de solutions préventives ou curatives des escarres
C-C11	Appui-bras incliné pour prise de sang
AB-08	Appui-tête profilé
AC-04	Coussin de recouvrement de plateau
AE-02	Support universel pour sac de drainage
RA-03	Sangles latérales de retenue de table
RA-03A	Sangle englobante de retenue de table
RA-19	Butée d'abduction sur toile universelle noire
RA-23	Appuis latéraux 4" (10 cm) avec toile universelle noire
RA-24	Appuis latéraux 6" (15 cm) avec toile universelle noire
RB-18	Appui cervical

Recouvrement de base en vinyle, tissu Crypton et vinyle Silvertex disponibles en option.
Rencontre les normes de feu CATB117-2013.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	C-207-20
Largeur hors tout	28 1/2" / 72 cm
Longueur minimale (fermé)	36 1/2" / 93 cm
Longueur maximale (ouvert)	70" / 178 cm
Hauteur maximale (fermé)	46 1/2" / 118 cm
Hauteur siège / sol	Ajustable de 17 1/2" à 20 1/2" (44 à 52 cm)
Largeur d'assise	20 1/4" / 51 cm
Profondeur d'assise	Ajustable de 17" à 18 1/2" (43 à 47 cm)
Hauteur du dossier à partir du siège	34" (86 cm)
Angle siège / dossier	Ajustable de 95 à 108 degrés
Poids sans accessoires	80 lbs / 36 kg
Capacité maximale du fauteuil	250 lbs / 114 kg

Veillez noter que les caractéristiques techniques sont sujettes à changement sans préavis.
Toutes les dimensions sont ± 1/2" (1,3 cm).

notre gamme complète

SUPPORT À L'AUTONOMIE



THERA-GLIDE®
BOIS



THERA-GLIDE®
MÉTAL



THERA-GLIDE®
TRANSITIONNEL



THERA-GLIDE®
OASIS BERÇANT



THERA-GLIDE®
OASIS STATIONNAIRE



DYN-ERGO



ÉVOLUTION



NOMADE



VERSATILE



UTILITÉ

CONFORT ET POSITIONNEMENT



COMP-POSITION



HARMONIE



OPTIMUM

ACCESSOIRES



COUSSIN
PRÉ-CURE® PRO



SURFACES
ANTI-GLISSEMENT

Visitez notre site Web ou contactez-nous pour plus de détails sur notre gamme de produits.

lpa

lpamedical.com

2527, avenue Dalton, Québec (Qc) G1P 3S6 CANADA
T 418 681-1313 1 800 663-4863 F 418 681-4488

Édité le 2023-01