

fauteuils stationnaires

Thera-Glide®

Séries Oasis V-09 et V-10

LA SOMME DES DÉTAILS FAIT LA DIFFÉRENCE



FAUTEUILS
MÉDICALISÉS



MODÈLE V-09

MODÈLE V-10
Illustré avec appui-bras
optionnels RA-30

SUPPORT À L'AUTONOMIE

Thera-Glide®

fauteuils stationnaires

Comme les autres modèles de la série Oasis, le Stationnaire est conçu pour la prévention des infections. Ses surfaces sont lisses, accessibles et ses coutures réduites au minimum facilitent le nettoyage et la réattribution. Le modèle Stationnaire est disponible avec surpiquûres et offre des appui-bras de merisier en option. Offerts en deux modèles, ces fauteuils non-berçants peuvent être munis de dossiers courts ou hauts et sont les seuls du genre à être ajustables en hauteur et à offrir en option, profondeur d'assise et angle de dossier ajustables. Ils vous permettront ainsi de combler les besoins de vos usagers en tout confort, avec cohésion de style pour des aires de vie invitantes.

série V-09

Dossier court

(Largeurs disponibles : 20" et 24")

Avec son design minimaliste, le dossier court V-09 s'harmonise à merveille à votre décor.

Le fauteuil Oasis Stationnaire ne sacrifie pas l'esthétisme au profit des fonctionnalités. Des possibilités quasi infinies de teintes de bois et de recouvrements permettent de l'harmoniser avec style à vos aires communes, chambres ou tout autre espace de vie. De plus, ses roulettes arrière de série facilitent les déplacements.



Dossier court idéal pour une vue dégagée dans les aires ouvertes

Ajustements de hauteur rapide et facile par indexeurs

série V-10

Dossier long

(Largeurs disponibles : 20" et 24")

Pour un maximum de confort, sans compromettre le style, le dossier long V-10 saura vous charmer. C'est une valeur sûre qui continuera de plaire à travers le temps.

En plus d'être ajustable en hauteur et d'offrir diverses options permettant de s'adapter à la morphologie de l'utilisateur, l'Oasis stationnaire est robuste et facile à désinfecter.



Appui-bras en option, bois franc (merisier) avec prise ergonomique avancée

Ajustement de profondeur d'assise et d'angle, de série sur le 24 pouces

Un fauteuil stationnaire ajustable et sécuritaire

Vous n'aurez plus jamais à faire de compromis d'harmonisation entre fauteuils berçants et fauteuils stationnaires dans vos aires communes. Un tout nouveau fauteuil fixe vient compléter la gamme Oasis : l'Oasis Stationnaire.

OPTIONS ET ACCESSOIRES

ITEM	DESCRIPTION	V-09	V-10
R-C1*	Option d'ajustement de la profondeur du siège et d'angle de dossier 15" à 18" (38 à 46 cm) / 95 à 115 degrés	0	0
RA-10	Releveur d'assise 1" (2,5 cm)	0	0
RA-13	Releveur et aplanisseur d'assise à inclinaison arrière	0	0
RA-19	Ensemble butée d'abduction et toile d'installation	0	0
RA-23	Appuis latéraux 4" (10 cm) avec toile de dossier	—	0
RA-24	Appuis latéraux 6" (15 cm) avec toile de dossier	—	0
RA-30	Appui-bras de bois franc avec prise ergonomique avancée	0	0
RB-18	Appui cervical	—	0
V-05	Ottoman fixe se rangeant sous le fauteuil	0	0
VA-01	Pieds arrière sans roues	0	0
Z-C8	Coussin PRÉ-CURE® PRO	0	0
+ : De série 0 : Option — : Non disponible			

*Option sur 20", de série sur modèle 24".

CARACTÉRISTIQUES DE BASE

Les fauteuils Oasis Stationnaires sont offerts de série avec un recouvrement de vinyle. Des Cryptons ainsi qu'une sélection quasi-infinie de recouvrements sont disponibles en option. De plus, nos clients peuvent aussi nous fournir leur propre tissu au besoin (COM).

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

DESCRIPTION	V-09	V-10
Appui-bras allongés avec prise ergonomique	0	0
Ensemble de coussins amovibles pour un nettoyage facile	+	+
Roulettes arrière pour aider le déplacement	+	+
Hauteur d'assise ajustable	+	+
+ : De série 0 : Option — : Non disponible		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	V-09-20 RÉGULIER	V-09-24 LARGE	V-10-20 RÉGULIER	V-10-24 LARGE
Hauteur totale	31 3/4" à 34 3/4" / 81 à 88 cm		42 3/4" à 45 3/4" / 109 à 116 cm	
Hauteur siège/sol	Ajustable de 17" à 20" / 43 à 51 cm par incréments de 1" / 2,5 cm			
Largeur totale	26" / 66 cm	29" / 74 cm	26" / 66 cm	29" / 74 cm
Largeur de l'assise	20 1/2" / 52 cm	23 1/2" / 60 cm	20 1/2" / 52 cm	23 1/2" / 60 cm
Haut. appui-bras/siège	7" / 18 cm			
Profondeur	28 1/2" / 72 cm		31 1/2" / 80 cm	
Profondeur d'assise	17 1/2" (45 cm) de série, ajustable de 15" à 18" (38 à 46 cm) en option	Ajustable de 15" à 18" (38 à 46 cm)	17 1/2" / 45 cm de série, ajustable de 15" à 18" (38 à 46 cm) en option	Ajustable de 15" à 18" (38 à 46 cm)
Hauteur de dossier	18 1/2" / 47 cm		29" / 74 cm	
Angle siège/dossier	105 degrés de série, ajustable de 95 à 115 degrés en option	Ajustable de 95 à 115 degrés	105 degrés de série, ajustable de 95 à 115 degrés en option	Ajustable de 95 à 115 degrés
Capacité maximale	300 lb / 136 kg	450 lb / 205 kg	300 lb / 136 kg	450 lb / 205 kg
Poids	60 lb / 27 kg	66 lb / 30 kg	64 lb / 29 kg	68 lb / 31 kg

Veuillez noter que les caractéristiques techniques sont sujettes à changement sans préavis.

notre gamme complète

SUPPORT À L'AUTONOMIE



THERA-GLIDE®
BOIS



THERA-GLIDE®
MÉTAL



THERA-GLIDE®
TRANSITIONNEL



THERA-GLIDE®
OASIS BERÇANT



THERA-GLIDE®
OASIS STATIONNAIRE



DYN-ERGO



ÉVOLUTION



NOMADE



VERSATILE



UTILITÉ

CONFORT ET POSITIONNEMENT



COMP-POSITION



HARMONIE



OPTIMUM

ACCESSOIRES



COUSSIN
PRÉ-CURE® PRO



SURFACES
ANTI-GLISSEMENT

Visitez notre site Web ou contactez-nous pour plus de détails sur notre gamme de produits.

lpa+

lpamedical.com

2527, avenue Dalton, Québec (Qc) G1P 3S6 CANADA
T 418 681-1313 1 800 663-4863 F 418 681-4488

Édité le 2023-01