

Tables modulaires

# Solu-Tables

Séries TAB-C, TAB-R et TAB-C

LA SOMME DES DÉTAILS FAIT LA DIFFÉRENCE



FAUTEUILS  
MÉDICALISÉS



MODÈLE TAB4T  
TRÈFLE - 4 PLACES

TABLES MODULAIRES

# Solu-Tables

## Tables modulaires

Les produits SoluTables sont conçus pour simplifier et agrémenter les repas. Notre système de glissement facilite les ajustements sans effort et en toute sécurité. Il procure une grande stabilité lorsqu'on glisse le panneau avec de la nourriture. Grâce aux niveleurs à chaque patte, la mise à niveau est optimale et ne laisse aucune marque. Les pattes de la base sont de forme rectangulaire afin de réduire la hauteur et d'offrir un meilleur dégagement aux pieds du résident.

Les plateaux en forme concave permettent aux appuis-bras des fauteuils roulants de mieux s'approcher de la table, ce qui maximise l'espace pour le cabaret de nourriture. La structure du pied de table est rehaussée pour offrir un dégagement supplémentaire entre le sol et la base, facilitant ainsi le nettoyage du plancher. Une roue cachée permet de déplacer facilement les tables.



# Des tables résistantes, stables et sécuritaires

Depuis 30 ans, l'équipe de LPA Médical conçoit et fabrique des équipements médicaux pour les personnes en perte d'autonomie. Entièrement fabriquées au Québec, nos tables à dîner de qualité supérieure facilitent le travail du personnel soignant tout en offrant plus d'autonomie pour l'utilisateur.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	TAB1R	TAB2R	TAB3T TAB4T	TAB4C	TAB4R	TAB6R
Largeur plateau (tablette)	66 cm / 26"		64 cm / 25"	63,5 cm / 25"	66 cm / 26"	
Longueur plateau (tablette)	56 cm / 22"		64 cm / 25"	89 cm / 35"	56 cm / 22"	
Largeur totale (hors-tout)	66 cm / 24"	66 cm / 26"	132 cm / 52"	Diamètre 131 cm / 52"	137 cm / 54"	249 cm / 98"
Longueur totale (hors-tout)	61 cm / 24"	117 cm / 46"			117 cm / 46"	117 cm / 46"

Veuillez noter que les caractéristiques techniques sont sujettes à changement sans préavis.



## Laminage des plateaux

Le laminage des plateaux est offert en 4 couleurs standards conçues pour s'harmoniser avec la plupart des aménagements de mobiliers existants. Ces 4 couleurs permettent d'accélérer la production et la livraison de vos tables. En cas de besoins particuliers, un vaste catalogue de couleurs est aussi offert sur commande (délai de production variable).

Contactez-nous pour en savoir plus.



ACAJOU  
7008-58



NOYER NOIR  
3485-58



CHÊNE NATUREL  
7737-58



ÉRABLE CLAIR  
86992-58

# 7 modèles de tables ajustables



MODÈLE TAB1R  
RECTANGULAIRE – 1 PLACE



MODÈLE TAB2R  
RECTANGULAIRE – 2 PLACES



MODÈLE TAB3T  
TRÈFLE – 3 PLACES



MODÈLE TAB4T  
TRÈFLE – 4 PLACES



MODÈLE TAB4R  
RECTANGULAIRE – 4 PLACES



MODÈLE TAB6R  
RECTANGULAIRE – 6 PLACES



MODÈLE TAB4C  
RONDE – 4 PLACES

Visitez notre site Web ou contactez-nous pour plus de détails sur notre gamme de produits.



[lpamedical.com](http://lpamedical.com)

2527, avenue Dalton, Québec (Qc) G1P 3S6 CANADA  
T 418 681-1313 1 800 663-4863 F 418 681-4488

Édité le 2023-12