

fauteuils multi-usage

# Alera série U

LA SOMME DES DÉTAILS FAIT LA DIFFÉRENCE



FAUTEUILS  
MÉDICALISÉS



Montré avec vinyle Modena Auster et Elephant.  
Roulette avant et ajustement de hauteur offert de série.

SUPPORT À L'AUTONOMIE

Confortable et empilable

# Adapté, élégante et durable

En soins de longue durée, les fauteuils de ce type sont soumis à une utilisation intensive. L'Alera facilite les déplacements de l'utilisateur au quotidien pour le rapprochement d'une table ou toute autre activité, tout en réduisant l'effort physique du personnel soignant. Une solution alliant ergonomie, confort et intégration harmonieuse au milieu de vie.



Haut dossier ergonomique pour un soutien du dos supérieur

Roulettes avant intégrées pour faciliter les déplacements

Acier résistant (16 ga.)

Poignée arrière ergonomique facilitant la manipulation

Pattes de série avec hauteur ajustable de 16 à 21''

Empilable jusqu'à 3 chaises pour un rangement optimisé



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### U-320

Profondeur hors tout	25" / 64 cm
Largeur hors tout	25 1/2" / 65 cm
Hauteur hors tout	37 1/2" à 42 1/2" / 95,3 à 108 cm
Largeur entre appuis-bras	20" / 51 cm
Profondeur d'assise	18 1/2" / 47 cm
Hauteur siège / sol	16" à 21" / 40,6 à 53 cm
Hauteur de dossier	21" / 53 cm
Angle d'assise	3 degrés

Autres options de recouvrement en vinyle et coloris disponibles sur demande, rencontrant les normes de feu CA TB117-2013